

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella Single Syringe EU Test Kit

Dünyanın En Hızlı *Lejyonella* Testi



- Hızlı, kolay ve doğru
- Sonuçlara sade 25 dakikada ulaşabilirsiniz!
- *Lejyonella* önleme ve arıtma protokollerinin performansını doğrular
- *Lejyonella* tespitine yönelik test kitleri, hem su esaslı hem de biyofilm olarak temin edilebilir

Ürün No: 56B006105

*Lejyonellalar*, akciğer iltihabının ölümcül olabilen bir formu olan Lejyoner hastalığının nedenidir. *Lejyonellalarla* mücadeleyle yönelik dünya çapında direktifler mevcuttur.

İçme suyu yönetmeliğinin revizyonu çerçevesinde, açık su sistemlerinde tehlikeli düzeyde *lejyonella* çoğalması tehlikesini minimuma indirmek için haftalık ve aylık olarak test edilmesi gereken ana parametreler belirlenmiştir.

*Lejyonellaya* karşı koruma sağlamak için kullanılan Lovibond® "L8" test kitleri, haftalık ve aylık denetim için önerilen tüm testleri içerir.

### Legionella Single Syringe EU Test Kit

Tekli test kiti, bir su numunesinde *lejyonella* tespiti için kullanılır. Filtrelenmiş bir numunede yüksek test doğruluğuna ihtiyaç duyan kullanıcılar için idealdir.

Test, 30-35 dakikada elde edilen sonuçlarla, su koşullarının hemen anlaşılmasına ve buna uygun bir reaksiyon gösterilmesine olanak sağlar. Düzenli kullanım, *Lejyonella* kontrol metodunuza olan güveni artırır ve salgın ve hukuki uyumsuzluk riskini azaltır!

Test kitinde, bir test için ihtiyaç duyulan her şey mevcuttur.

#### Algılama limiti

1,000 / 10,000 CFU/l

#### Test Sayısı

1

# Teslimat Kapsam Metni

- Dispenser pipetleriyle birlikte 1 test stripi
- Geri kazanma tamponlu enjektör
- Numune toplama camı
- Tek kullanımlık filtre
- 60 ml enjektör
- Derecelendirme ölçeği
- Kullanım kılavuzu

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya