

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella Industrial EU Test Kit

Dünyanın En Hızlı *Lejyonella* Testi



- Hızlı, kolay ve doğru
- Sonuçlara sade 25 dakikada ulaşabilirsiniz!
- *Lejyonella* önleme ve arıtma protokollerinin performansını doğrular
- *Lejyonella* tespitine yönelik test kitleri, hem su esaslı hem de biyofilm olarak temin edilebilir

Ürün No: 56B006106

*Lejyonellalar*, akciğer iltihabının ölümcül olabilen bir formu olan Lejyoner hastalığının nedenidir. *Lejyonellalarla* mücadeleyle yönelik dünya çapında direktifler mevcuttur.

İçme suyu yönetmeliğinin revizyonu çerçevesinde, açık su sistemlerinde tehlikeli düzeyde *Lejyonella* çoğalması tehlikesini minimuma indirmek için haftalık ve aylık olarak test edilmesi gereken ana parametreler belirlenmiştir.

*Lejyonellaya* karşı koruma sağlamak için kullanılan Lovibond® "L8" test kitleri, haftalık ve aylık denetim için önerilen tüm testleri içerir.

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### Legionella Industrial EU Test Kit

*Lejyonella* test kiti, bir su numunesindeki *Lejyonella* bakterilerini tespit etmek için kullanılır; çevrimiçi uygulamalar ve çok sayıda endüstriyel uygulama için idealdir.

Bu test metodunda, doğrudan öngörülen numune noktası bağlantı elemanlarına sabitlenen içi boş lif filtreleme modülü kullanılır (hem 1/2", hem de 3/4"lik bir iç dişli bağlantı elemanı öngörülmüştür). Filtrelenen numune, testin hassasiyetini artırır.

Bu filtreleme adımı pompa gerektirmez; filtrasyon işlemi gerçekleştirilmek için numune noktası bağlantısını su sistemine (örn. bir duş başlığı veya bir çevrimiçi numune noktası) bağlamanız ve sistem basıncını kullanmanız yeterlidir. Doldurmaya hazır enjektörler, gerekli geri kazanma tamponunu içerir, böylece hiçbir çözeltinin ölçülmesi veya seyreltilmesi gerekmez.

Test, 30-35 dakikada (numune hazırlama süresi dahil) elde edilen sonuçlarla, su sistemi koşullarının hemen anlaşılmasına ve buna uygun bir reaksiyon gösterilmesine olanak sağlar. Düzenli kullanım, *Lejyonella* kontrol metodunuza olan güveni artırır ve salgın ve hukuki uyumsuzluk riskini azaltır!

#### Algılama limiti

1,000 / 10,000 CFU/l

#### Test Sayısı

5

# Teslimat Kapsam Metni

- Dispenser pipetleriyle birlikte 5 test stripi
- Geri kazanma tamponu ile birlikte 5 enjektör
- Numune toplama camı
- 5 tek kullanımlık filtre
- İç dişli numune alma elemanı
- Derecelendirme ölçeği
- Kullanım kılavuzu
- Taşıma çantası

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya