

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Fosfat 3/136/0-4,0 mg/l PO4 kit

400'den fazla renk diski mevcuttur



- 400'den fazla renk diski mevcuttur
- Renkli ve bulanık numunelerin kompenzasyonu
- Cam renk filtrelerinde garanti dayanıklılık
- Entegre prizma

Ürün No: 56K017201

Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir

2000+ komparatör çok yönlü olarak kullanılabilir: Araştırma merkezleri, yüksekokullar veya genel içme suyu arıtma tesislerinde olduğu gibi yüzme havuzlarında da kullanılır.

Gün ışığı lambası

Uygun olmayan görüş koşullarında da her zaman güvenli ve stabil şekilde ölçüm yapabilmeniz için, (opsiyonel) şebekeyle veya pille çalıştırılan gün ışığı lambasının kullanılmasını öneriyoruz. Böylece ışık koşulları her zaman aynı kalır. Nerede ölçüm yaparsanız yapın, fark etmez.

Farklı analizler yapmak mümkündür

2000+ komparatör için 400'den fazla renk diski ve sayısız ayıraç kullanıma sunulmaktadır. Sizin kombinasyonunuz da kesinlikle burada mevcuttur. Ve bu kombinasyonu bir kez değiştirmeniz gerekirse, bu işlem, komparatör hiç açılmadan gerçekleştirilir.

Entegre prizma

Entegre prizma, renk diskinin cam standartlarını ve renkli numuneyi optik olarak bir görüş alanına sokar.

Sanayi

Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | Halka Açık Havuz | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

Atık Su Arıtma

Fosfat 3/136/0-4,0 mg/l PO4 kit

2000+ komparatör, su analizi için kullanılan çok yönlü bir kolorimetrik sistemdir. Konforlu kullanım, doğruluk ve tekrarlanabilirlik konusunda ödün vermek gerekmez: 2000+ komparatör, birçok uygulama için kullanılabilir. Yüzme havuzları, araştırma veya içme suyu arıtma alanı sadece birkaç örnektir.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metod
Phosphate HR T	0 - 40 mg/L P	Vanadomolybdate