

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Niřasta potasyum iyodür stripleri

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S003894

Niřasta potasyum iyodür stripleri

Sonuçlar Test stripleri, ayırıcılar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.