

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



Probador de piscinas, 5 en 1, estuche plástico, Alcalinidad-m, Dureza de calcio, Cloro, Ácido cianúrico, pH

The fast assistants for Pool Testing



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 151900

### Gran exactitud en la medición

Los resultados se muestran con una alta precisión de medición. Tendrá toda la seguridad y podrá aplicar correcciones en caso necesario.

### Intuitivo

El manejo del medidor es muy sencillo. Pero si no está muy seguro: un vistazo al embalaje y a las intuitivas y claras instrucciones bastan para aclarar cualquier duda.

### Ergonómico

La tapa ergonómica optimizada permite un agarre seguro.

### Industria

Piscina privada | Servicios para piscinas

### Aplicaciones

Control de aguas de piscina | Gestión de desastres

Probador de piscinas, 5 en 1, estuche plástico, Alcalinidad-m, Dureza de calcio, Cloro, Ácido cianúrico, pH

El cuidado del agua es imprescindible, incluso para la piscina más pequeña. Ningún propietario de piscina puede obtener una visión general fiable de si el valor de pH y el contenido de cloro en su paraíso acuático están en orden de forma más fácil y rápida que con el pooltester de Lovibond®. Basta con sumergir el comprobador de agua o llenar una muestra de agua en las cámaras, añadir una pastilla de prueba de disolución rápida y ver con sus propios ojos dónde es necesario actuar. El agua cambia de color y la escala de comparación facilita la lectura de los valores. Desde el pH hasta el cloro, el bromo, el oxígeno activo o la dureza del cobre y el calcio, el comprobador de piscinas ofrece todos los parámetros importantes, según la versión, que todo propietario de una piscina debe vigilar.

## Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Ácido cianúrico	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinidad-m	20 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Cloro	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Dureza calcio	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

## Volumen de suministro

- Pooltester en caja de plástico robusta
- Tabletas de reactivo para 20 análisis cada una
- Instrucciones de operación

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies