

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Probador de piscinas, Fosfato, estuche plástico, Fosfato 0-1000 ppb

The fast assistants for Pool Testing



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 157800

### Gran exactitud en la medición

Los resultados se muestran con una alta precisión de medición. Tendrá toda la seguridad y podrá aplicar correcciones en caso necesario.

### Intuitivo

El manejo del medidor es muy sencillo. Pero si no está muy seguro: un vistazo al embalaje y a las intuitivas y claras instrucciones bastan para aclarar cualquier duda.

### Ergonómico

La tapa ergonómica optimizada permite un agarre seguro.

### Industria

Piscina privada | Servicios para piscinas

### Aplicaciones

Control de aguas de piscina

### Probador de piscinas, Fosfato, estuche plástico, Fosfato 0-1000 ppb

El cuidado del agua es imprescindible, incluso para la piscina más pequeña. Ningún propietario de piscina puede obtener una visión general fiable de si el valor de pH y el contenido de cloro en su paraíso acuático están en orden de forma más fácil y rápida que con el pooltester de Lovibond®. Basta con sumergir el comprobador de agua o llenar una muestra de agua en las cámaras, añadir una pastilla de prueba de disolución rápida y ver con sus propios ojos dónde es necesario actuar. El agua cambia de color y la escala de comparación facilita la lectura de los valores. Desde el pH hasta el cloro, el bromo, el oxígeno activo o la dureza del cobre y el calcio, el comprobador de piscinas ofrece todos los parámetros importantes, según la versión, que todo propietario de una piscina debe vigilar.

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Fosfato	0 - 1000 ppb

# Volumen de suministro

- Pooltester en caja de plástico robusta
- Tabletas de reactivo para 20 análisis cada una
- Instrucciones de operación

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España