

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### MINIKIT AF 446, Dureza Cálctica, 20-800 mg/L CaCO<sub>3</sub>

Pruebas rápidas versátiles para una amplia gama de aplicaciones



- Manipulación sencilla y dosificación exacta
- Durabilidad mínima de 5 años de las tabletas en papel de aluminio
- Alta precisión de los análisis
- Envío sin problemas

Referencia No: 414460

#### Distintos procedimientos de pruebas

Para los MINIKIT hay distintos métodos de pruebas disponibles: seleccione entre el método de prueba manual, el método turbidimétrico, el método por recuento de tabletas o el llamado Speedtest.

#### Uso intuitivo

No importa si es un profesional o un lego: con el MINIKIT obtendrá resultados impecables y seguros.

#### Larga duración

Los reactivos empleados en los MINIKIT tienen una durabilidad de 5 años. Y lo mejor es que no cuentan con ninguna restricción de transporte.

#### Listo para su uso

En el volumen de suministro se incluyen, además del kit de análisis en una caja con tapa, un recipiente de medición, el accesorio necesario y tabletas de reactivo para 30 pruebas aprox.

#### Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Municipios | ONG | Otras industrias | Piscina pública | Servicios para piscinas

#### MINIKIT AF 446, Dureza Cálctica, 20-800 mg/L CaCO<sub>3</sub>

Son fáciles de usar y están diseñados para los ámbitos de aplicación más variados de los análisis de agua. Gracias a los distintos métodos de prueba, los MINIKIT son un socio fiable.

#### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Dureza calcio	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>

# Volumen de suministro

- Kit en caja con tapa
- Tabletas de reactivo para una media de 30 análisis
- Recipiente de medición
- accesorios necesarios
- Instrucciones de operación

## Accesorios

Título	Referencia No
Cepillo, 11 cm longitud	380230
Recipiente de plástico, graduado 100 ml, con tapa	385130
Recipiente de plástico, graduado 30 ml, con tapa	385132

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies