

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Kit de prueba para Legionela, Campo, 10 pruebas

El test de *Legionella* más rápido del mundo



- Preciso, rápido y sencillo
- Resultados tan rápidos como 25 minutos!
- Confirma presencia de *Legionella* protocolos de prevención y tratamiento
- Test Kits disponibles para la detección de *Legionella* tanto en agua como en biofilm

Referencia No: 56B006001

*Legionella* es la bacteria causante de la enfermedad del Legionario, una forma potencialmente mortal de neumonía. Existen varias guías en todo el mundo para el control de la *Legionella*.

En 2002, el Health and Safety Executive presentó las guías para el control de la *Legionella*, conocidas como las guías L8. Estas guías detallan los parámetros clave que deberían analizarse con frecuencias semanales y mensuales para minimizar el riesgo de proliferación de la *Legionella* a niveles peligrosos en circuitos abiertos de agua.

Los Test Kits Lovibond "L8" incluyen los test recomendados para la monitorización semanal mensual de la *Legionella*

#### Kit de prueba para Legionela, Campo, 10 pruebas

El Field Test Kit de *Legionella* es el más básico de los test kits para detección de *Legionella*. El test es sencillo y rápido, sin necesitar reactivos o una interpretación del resultado!

Con resultados en 25 minutos, el test permite una inmediata valoración de las condiciones del sistema y dar una respuesta adecuada. Su uso regular aumentará la confianza en sus protocolos de control de *Legionella* y reducirá el riesgo de brotes y litigaciones!

El usuario sólo debe tomar la muestra de agua en la bolsa suministrada y usando la pipeta desechable, aplicar 100 µL de muestra en la tira de medición. Después del tiempo de reacción necesario, aparecerá una línea roja si el resultado es positivo.

**Límite de detección**

100,000 CFU/l

**Nº de Pruebas**

10

# Volumen de suministro

- 10 Test Strips with Dispensing Pipettes
- 10 Collection bags
- Instructions Manual
- Carrying Case

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies