

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pooltester Chlore LR/pH en carton

The fast assistants for Pool Testing



- Easy to use
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

Code: 151613

High measuring accuracy

Results are shown with high measurement accuracy. They have a certainty and can counteract if necessary.

Intuitive

Self-explanatory is the operation of the tester. And if you are ever unsure: A look at the packaging and the intuitively understandable instructions are sufficient to eliminate the ambiguity.

Ergo mixed

The ergonomically optimized lid ensures a secure grip.

Industrie

Piscines domestiques

Applications

Aliments et boissons | Contrôle de la désinfection | Contrôle de l'eau de la piscine | Eau de refroidissement | Gestion des catastrophes | Traitement de l'eau potable

Pooltester Chlore LR/pH en carton

Un pas vers un avenir durable : le Pooltester CI LR, pH est désormais disponible dans un emballage recyclable.

Le Pooltester permet de mesurer simultanément la teneur en chlore et le pH : remplir l'eau de la piscine, ajouter les pastilles Rapid et comparer le changement de couleur avec l'échelle graduée. Ainsi, chaque propriétaire de piscine peut facilement garder une vue d'ensemble sur l'entretien de l'eau de sa piscine.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Chlore	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Contenu de livraison

- Pooltester
- Tablet reagents for 20 tests
- Instruction manual

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne