

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### 5-en-1 Mini

The focus on various parameters simultaneously



- Facile à manipuler
- Design futuriste
- Les pastilles RAPID se dissolvent rapidement
- Exactitude maximum

Code: 151700

#### Économique

Le kit de test de piscine est la version bas de gamme économique pour l'analyse de l'eau.

#### Variable

Les différentes versions du kit de test de pool permettent de tester différents paramètres. Les combinaisons suivantes Chlore+pH, Brome+pH, Oxygène actif+pH ou Biguanide (PHMB)+pH ou toute autre combinaison ou presque sont possibles.

#### Immédiatement prêt à l'emploi

Vous recevrez les kits de test en piscine avec pastilles de réactifs pour 20 analyses de chaque type et mode d'emploi, le tout présenté dans un coffret pratique et transparent. Ainsi, vous avez tout sous la main et disposez immédiatement du kit d'analyse.

#### Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

#### Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Gestion des catastrophes

#### 5-en-1 Mini

Le matériel parfait pour l'analyse élémentaire de l'eau à usage privé. Mesurez plusieurs paramètres à la fois.

#### Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Acide cyanurique	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinité-m	50 - 300 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Brome	0.2 - 6.8 mg/L Br <sub>2</sub>
Chlore	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Contenu de livraison

- Kit de test de piscine présenté dans un emballage blister refermable ou coffret
- Mode d'emploi

---

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne