

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kit d'essai de phosphate de Pooltester, dans un boîtier en plastique, Phosphate 0-1000 ppb

Détermination du phosphate en faibles concentrations



- Ultrasensible
- Exactitude maximum
- Facile à utiliser
- Design moderne

Code: 157800

Sensibilité élevée

Avec une profondeur de couche de 9 cm, le kit d'analyse visuelle est particulièrement sensible et fournit des résultats fiables dans la plage de 0 - 1 000 ppb (= 0 - 1,0 mg/L PO₄).

Excellent rapport qualité-prix

Le kit d'analyse est doté d'un excellent rapport qualité-prix et est très facile à manipuler.

Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine

Kit d'essai de phosphate de Pooltester, dans un boîtier en plastique, Phosphate 0-1000 ppb

Avez-vous déjà été confronté à la « prolifération d'algues dans la piscine » ? La concentration de phosphate dans l'eau est probablement trop élevée. Les algues apparaissent à partir d'une concentration supérieure à 200 µg/l de PO₄. Pour remédier à ce problème, il est recommandé d'utiliser des liants spécialement mis au point pour le phosphate. Pour éviter la prolifération d'algues, il est recommandé de surveiller régulièrement les valeurs du phosphate.

Le kit d'analyse du phosphate Lovibond® est exactement ce qu'il vous faut !

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Phosphate	0 - 1000 ppb

Contenu de livraison

- Carte de couleurs
- Agitateur, longueur 13 cm
- Cuve avec couvercle
- 30 pastilles de phosphate N°1
- 30 pastilles de phosphate N°2
- Mode d'emploi

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne