

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### MINIKIT AF 415 Alcalinité Caustique-P, 20-500 mg/L CaCO<sub>3</sub>

Tests rapides polyvalents pour les applications diverses



- Facile à manipuler et dosage exact
- Les pastilles peuvent être conservées pendant 5 ans dans leur emballage en aluminium
- Exactitude élevée de l'analyse
- Expédition par courrier

Code: 414150

#### Différentes procédures d'analyse

Les MINIKITs sont proposés avec différentes procédures d'analyse : choisissez entre la procédure manuelle, la procédure de comptage de la turbidité ou à pastilles ou enfin le Speedtest.

#### Utilisation intuitive

Que vous soyez un professionnel ou non : avec le MINIKIT, vous aurez toujours des résultats exacts et sûrs.

#### Conçu pour durer

Les réactifs utilisés dans les MINIKITs ont une durée de vie de 5 ans. Et ce n'est pas tout - il n'existe aucune restriction au niveau du transport.

#### Prêt à l'emploi

La fourniture comprend le kit d'analyse présenté dans une boîte à couvercle rabattable, un récipient pour la mesure, les accessoires nécessaires ainsi que les pastilles de réactif pour env. 30 tests.

#### Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

#### MINIKIT AF 415 Alcalinité Caustique-P, 20-500 mg/L CaCO<sub>3</sub>

Ils sont faciles à utiliser et prévus pour de multiples domaines d'application dans l'analyse de l'eau.

Grâce à différentes procédures d'analyse, les MINIKITs ont un avantage précieux : leur fiabilité à toute épreuve.

#### Gamme de mesure

##### Test Name

Alcalinité caustic-p

##### Gamme de mesure

20 - 500 mg/L CaCO<sub>3</sub>

# Contenu de livraison

- Kit présenté dans une boîte à couvercle rabattable
- Pastilles de réactifs pour une moyenne de 30 tests
- Récipient de mesure
- Accessoires nécessaires
- Mode d'emploi

## Accessoires

Titre	Code
Brosse, longueur 11 cm	380230
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130
Tube en plastique, gradué 30 ml, avec couvercle	385132

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne