

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 434 Sulfite, 2-50 mg/L Na₂SO₃

Kit de test de titrage pour Sulfite à faible portée



- Les réactifs en comprimés prolongent la durée de conservation des kits de test et rendent le dosage des réactifs facile et précis
- Livré prêt à l'emploi avec réactifs et accessoires
- Instructions simples, disponibles en 8 langues

Code: 414340

Procédures simples avec dosage exact des réactifs

La distribution de comprimés est simple, précise et sûre. Poussez simplement la feuille à travers la feuille d'aluminium de qualité pharmaceutique dans le tube de titrage.

Procédures intuitives

Les MINIKIT sont conçus pour être utilisés aussi bien par des professionnels que par des utilisateurs non techniques. Les procédures sont simples et faciles à suivre, garantissant que chacun obtient des résultats fiables et sans erreur.

Longue durée de conservation

Les réactifs en pastilles utilisés dans les MINIKIT ont une durée de conservation allant jusqu'à 5 ans. Et le meilleur de tous - ils ne sont soumis à aucune restriction de transport.

Livré prêt à l'emploi

Tous les MINIKIT sont fournis dans une mallette de transport, ce qui permet de tester facilement sur le terrain et de garder les fournitures organisées. Les kits sont fournis avec les accessoires nécessaires et les réactifs en pastilles.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

MINIKIT AF 434 Sulfite, 2-50 mg/L Na₂SO₃

Le MINIKIT Low Range Sulfite est utilisé pour détecter le niveau de sulfite dans un échantillon d'eau sur la plage de 2 à 50 mg/l de sulfite sous forme de Na₂SO₃.

Lovibond® a remplacé la solution de titrage liquide et l'indicateur par des réactifs en pastilles, ce qui rend le dosage des réactifs simple, précis et sûr. Avec ce test, les comprimés sont ajoutés à un volume d'échantillon défini jusqu'à ce qu'un changement de couleur induit chimiquement se produise. Le résultat final est calculé à partir du nombre de comprimés nécessaires pour que le changement de couleur se produise.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Sulfite, low	2 - 50 mg/L Na ₂ SO ₃

Contenu de livraison

- Kit présenté dans une boîte à couvercle rabattable
- 20 x Sulfite No. 1 Tablets
- 100 x Sulfite LR No. 2 Tablets
- Récipient de mesure
- Mode d'emploi

Accessoires

Titre	Code
Brosse, longueur 11 cm	380230
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne

Sous réserve de modifications techniques

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies