

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Comparador CHECKIT®, Sílica LR, 0.25-4 mg/ L SiO₂

Testes com o disco de cor em muitas aplicações



- Fácil de usar
- Dosagem exata da chuva
- Prazo de validade mínimo de 5 ou 10 anos para os comprimidos reagentes
- Alta precisão analítica

Artigo No: 147350

Instruções passo a passo

Os manuais multilingues fornecem instruções passo a passo ilustradas sobre como realizar o teste - para que os não-químicos possam realizar medições fiáveis e precisas rapidamente.

Ampla gama de parâmetros

Diversas faixas de medição e métodos estão disponíveis para muitos parâmetros. Parâmetros de teste adicionais podem ser adicionados através da compra de discos e reagentes adicionais - usa a mesma caixa do Comparador para todos os testes.

Caixa do Comparador de uma peça

O design robusto da carcaça do comparador de peça única não tem "partes móveis" que possam ser perdidas ou quebradas. Basta deslizar o disco de cores para dentro da caixa até que ele se encaixe no lugar e esteja pronto para testar. Os resultados do teste podem ser facilmente lidos na janela de resultados.

Resultados fáceis de ler

O painel difusor na parte de trás do compartimento CHECKIT® Comparador ajuda a distribuir a luz uniformemente entre as duas cubeta. Isso facilita a obtenção de uma combinação de cores precisa e ajuda o utilizador a compensar visualmente qualquer turvação na amostra.

Gradiente de cor contínuo

Os discos CHECKIT® têm um gradiente de cor contínuo, permitindo a correspondência direta de cor - não há necessidade de extrapolar o resultado entre dois modelos de padrão de cor.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas |
Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química |
Óleo e Gás | Outras Indústrias

Aplicação

Água de Caldeira

Comparador CHECKIT®, Sílica LR, 0.25-4 mg/L SiO₂

Os kits de teste CHECKIT® Comparator Test Kits são kits de teste precisos e fáceis de usar para análise de água. Simplesmente despeje o reagente na cubeta, gire o disco até que a cor corresponda à amostra de água preparada e leia o valor da concentração.

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição | Método Químico |
|------------|--------------------------------|-----------------|
| Silicato T | 0.25 - 4 mg/L SiO ₂ | Silicomolybdate |

Texto do Escopo de Entrega

- CHECKIT® Comparador com óptica padrão
- CHECKIT® Disco de Dióxido de Silício LR
- 30 comprimidos reagentes Sílica No.1
- 30 comprimidos reagentes Sílica No.2
- 30 comprimidos reagentes Sílica PR
- 2 cubeta de plástico de 10 ml com tampa
- Vareta de plástico com 10 cm de comprimento
- Instruções de utilização
- Declaração de garantia
- no caso de

Acessórios

| Título | Artigo No |
|--|-----------|
| Cubeta de plástico, profundidade de camada de 13,5 mm, com tampa cinzenta, jogo de 10 | 145500 |
| Cubeta de plástico, profundidade de camada de 13,5 mm, com tampa cinzenta, jogo de 5 | 145505 |
| Cubeta de plástico, profundidade de camada de 13,5 mm, com tampa cinzenta, jogo de 100 | 145510 |
| Suporte de cubeta para 10 cubetas redondas Ø 16 mm - Lovibond | 418957 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies