

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Testador de piscinas, Oxigênio ativo-pH, Oxigênio ativo 0-10 mg/L O<sub>2</sub>

The fast assistants for Pool Testing



- Fácil de usar
- Design futurista
- Os comprimidos RAPID dissolvem-se rapidamente
- A mais alta precisão

Artigo No: 151605

#### Alta precisão de medição

Os valores de cloro (0 - 3,0 mg/L) e valor pH (6,8 - 8,2) são mapeados com elevada precisão de medição.

Terá certeza rapidamente e poderá tomar contramedidas se necessário.

#### Intuitivo

A operação do testador é auto-explicativa. E se não tiveres a certeza: Um olhar sobre a embalagem e as instruções intuitivamente compreensíveis é suficiente para eliminar as ambiguidades.

#### Ergonomia

A tampa ergonomicamente otimizada garante uma aderência segura.

#### Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

#### Aplicação

Controle de Água de Piscina

#### Testador de piscinas, Oxigênio ativo-pH, Oxigênio ativo 0-10 mg/L O<sub>2</sub>

O testador Pool permite a medição simultânea do agente de tratamento de água e do valor pH.

#### Faixa de Medição

| Test Name       | Faixa de Medição           |
|-----------------|----------------------------|
| Oxigênio activo | 0 - 10 mg/L O <sub>2</sub> |
| pH              | 6.8 - 8.2 pH               |

# Texto do Escopo de Entrega

- Testador Pool em caixa plástica robusta
- Comprimidos reagentes para 20 análises cada
- Instruções de utilização

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha