

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



Testador de piscinas, 5 em 1, caixa plástica,  
Alcalinidade-m, Dureza de cálcio, Cloro, Ácido  
cianúrico, pH

The fast assistants for Pool Testing



- Fácil de usar
- Design futurista
- Os comprimidos RAPID dissolvem-se rapidamente
- A mais alta precisão

Artigo No: 151900

### Compacto

O Multipooltester 5 em 1 combina os cinco parâmetros mais importantes num kit de teste, tornando o trabalho visivelmente mais fácil para o utilizador.

### Pronto a utilizar imediatamente

Graças ao acessório incluído, pode utilizar o Multipooltester imediatamente. **Incluídos estão:** Vários comprimidos de reagente, dois recipientes de 30 ml e 100 ml cada, uma vareta de agitação, uma escova e instruções multilingues.

### Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

### Aplicação

Controle de Água de Piscina | Gerenciamento de Desastre

Testador de piscinas, 5 em 1, caixa plástica,  
Alcalinidade-m, Dureza de cálcio, Cloro, Ácido  
cianúrico, pH

Os parâmetros mais importantes sempre à vista. Resultados confiáveis e manuseio confortável. O companheiro perfeito para o proprietário de pool privada: O nosso multipooltester 5 em 1.

## Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Ácido cianúrico	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinidade-m	20 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Dureza do cálcio	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

## Texto do Escopo de Entrega

- Cloro Pooltester - pH LR numa caixa de plástico robusta
- Recipiente de medição do ácido cianúrico
- Recipiente de plástico com tampa (100 ml)
- Recipiente de plástico com tampa (30 ml)
- Escova de limpeza
- Vareta
- 20 comprimidos reagentes para cada DPD N.º de DPD 1 Rápido, DPD No. 3 Rapid, Phenolred Rapid
- 10 comprimidos reagentes para cada teste CyA, teste alc., CAL-Test
- Instruções de utilização

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha