

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Kit de teste de piscina compacta Cloro LR/ Bromina/pH em mini-caso

The focus on various parameters simultaneously



- Fácil de usar
- Design futurista
- Os comprimidos RAPID dissolvem-se rapidamente
- A mais alta precisão

Artigo No: 157700

#### Baixo custo

O testador de três câmaras é a variante de nível de entrada económica na análise de água.

#### Variável

As diferentes versões do testador de três câmaras permitem testar diferentes parâmetros. As combinações possíveis são, por exemplo, cloro+pH, bromo+pH, oxigénio ativo+pH ou biguanida (PHMB)+pH.

#### Imediatamente pronto para uso

Recebe o testador de três câmaras, incluindo os tabletes reagentes para 20 análises cada e as instruções de operação, tudo embalado em um mini case prático e transparente. Não só tem sempre uma visão geral, mas também tem sempre o kit de teste à mão.

#### Indústria

Indústria Naval | ONG | Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

#### Aplicação

Controle de Água de Piscina | Gerenciamento de Desastre

#### Kit de teste de piscina compacta Cloro LR/ Bromina/pH em mini-caso

Perfeito para a entrada em análise de água em ambiente privado. Medir vários parâmetros simultaneamente.

#### Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Bromo	0.2 - 6.8 mg/L Br <sub>2</sub>
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Texto do Escopo de Entrega

- Testador de três câmaras em blister dobrável ou mini estojo
- Instruções de utilização

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha