

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Testador de piscinas, Fosfato, caixa plástica, Fosfato 0-1000 ppb

Determinação do fosfato em baixas concentrações



- Alta sensibilidade
- A mais alta precisão
- Fácil de usar
- Design moderno

Artigo No: 157800

### Alta sensibilidade

Com uma profundidade de camada de 9 cm, o kit de teste visual é particularmente sensível e fornece resultados de medição confiáveis na faixa de 0 - 1000 ppb (= 0 - 1,0 mg/L PO<sub>4</sub>).

### Excelente relação preço-desempenho

O Kit de teste é avaliado com uma excelente relação preço-desempenho e é particularmente fácil de usar.

### Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

### Aplicação

Controle de Água de Piscina

### Testador de piscinas, Fosfato, caixa plástica, Fosfato 0-1000 ppb

Sabes qual é o problema com "algas na pool"? A concentração de fosfato na água é provavelmente demasiado elevada. As algas desenvolvem-se a partir de uma concentração superior a 200 µg/l PO<sub>4</sub>. A utilização de ligantes fosfatados contraria esta situação. Recomenda-se a monitorização regular dos níveis de fosfato para evitar o crescimento de algas.

Com o Lovibond® PHOSPHAT TEST KIT temos a solução certa para si!

### Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Fosfato	0 - 1000 ppb

# Texto do Escopo de Entrega

- Gráfico colorimétrico
- Vareta de agitação, comprimento 13 cm
- Cubeta com tampa
- 30 Fosfatos No.1 comprimidos
- 30 Fosfatos No.2 comprimidos
- Instruções de utilização

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha