

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



MINIKIT AF 434, Sulfito, 2-50 mg/L Na₂SO₃

Kit de teste de titulação para sulfito de baixa faixa



- Os reagentes em comprimidos prolongam a vida útil dos kits de teste e tornam a dosagem de reagentes fácil e precisa
- Fornecido pronto para uso com reagentes e acessórios
- Instruções simples, disponíveis em 8 idiomas

Artigo No: 414340

Procedimentos fáceis com dosagem exata de reagentes

A distribuição de comprimidos é simples, precisa e segura. Basta empurrar a folha através da folha de alumínio de grau farmacêutico no tubo de titulação.

Procedimentos intuitivos

Os MINIKITs são projetados para uso tanto por profissionais quanto por usuários não técnicos. Os procedimentos são simples e fáceis de seguir, garantindo que todos obtenham resultados confiáveis e sem erros.

Prazo de validade longo

Os reagentes em comprimidos usados nos MINIKITs têm uma vida útil de até 5 anos. E o melhor de tudo - eles não estão sujeitos a nenhuma restrição de transporte.

Fornecido pronto para uso

Todos os MINIKITs são fornecidos em um estojo de transporte, facilitando o teste em campo e mantendo os suprimentos organizados. Os kits são fornecidos com os acessórios necessários e reagentes para comprimidos.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Óleo e Gás | Outras Indústrias

MINIKIT AF 434, Sulfito, 2-50 mg/L Na₂SO₃

O Low Range Sulfito MINIKIT é usado para detectar o nível de sulfito em uma amostra de água na faixa de 2 a 50 mg/l de sulfito como Na₂SO₃.

Lovibond® substituiu a solução de titulação líquida e o indicador por reagentes em comprimidos - tornando a dosagem de reagentes simples, exata e segura. Com este teste, os comprimidos são adicionados a um volume de amostra definido até que ocorra uma mudança de cor induzida quimicamente. O resultado final é calculado a partir do número de comprimidos necessários para que ocorra a mudança de cor.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Sulfito, low	2 - 50 mg/L Na ₂ SO ₃

Texto do Escopo de Entrega

- Kit em caixa dobrável
- 20 x Sulfite No. 1 Tablets
- 100 x Sulfite LR No. 2 Tablets
- Recipiente de medição
- Instruções de utilização

Acessórios

Título	Artigo No
Escova, 11 cm de comprimento	380230
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha