

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### MINIKIT AF 445, Dureza total, 20-800 mg/L CaCO<sub>3</sub>

Testes rápidos versáteis para uma vasta gama de aplicações



- Manuseio fácil e dosagem precisa
- Prazo de validade mínimo de 5 anos em comprimidos em folha de alumínio
- Alta precisão analítica
- Envio sem problemas

Artigo No: 414450

#### Vários métodos de ensaio

Vários procedimentos de teste estão disponíveis para os MINIKITs: Escolha entre o procedimento de teste manual, o procedimento de turvação ou contagem de pastilhas ou o chamado teste de velocidade.

#### Uso intuitivo

Seja profissional ou amador: com a MINIKIT todos alcançam resultados seguros e sem erros.

#### Longa vida útil

Os reagentes utilizados nos MINIKITs têm um prazo de validade de 5 anos. E o melhor de tudo é que não estão sujeitos a quaisquer restrições de transporte.

#### Diretamente utilizável

Além do kit de teste em uma caixa dobrável, o volume de fornecimento inclui também um recipiente de medição, o acessório necessário e as pastilhas de reagente para aproximadamente 30 testes.

#### Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias | Piscinas Públicas | Serviços para Piscinas

#### MINIKIT AF 445, Dureza total, 20-800 mg/L CaCO<sub>3</sub>

Eles são fáceis de usar e adequados para uma ampla gama de aplicações de análise de água. Graças a vários procedimentos de teste, os MINIKITs são acima de tudo uma coisa: um companheiro confiável.

#### Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Dureza, total	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>

# Texto do Escopo de Entrega

- Kit em caixa dobrável
- Comprimidos reagentes para uma média de 30 testes
- Recipiente de medição
- acessório necessário
- Instruções de utilização

## Acessórios

<b>Título</b>	<b>Artigo No</b>
Escova, 11 cm de comprimento	380230
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130
Recipiente de plástico, graduado a 30 ml, com tampa	385132

### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha