

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Kit para teste de Legionela, Campo, 10 testes

O Teste de *legionellas* mais rápido do mundo



- Rápido, fácil e preciso
- Resultados em apenas 25 minutos!
- Confirma o desempenho dos protocolos de *prevenção e tratamento da legionela*
- Kits de teste para a detecção de *legionellas* disponíveis tanto com base em água como em biofilme

Artigo No: 56B006001

As *legionellas* são os gatilhos da doença do legionário, uma forma potencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a luta contra *legionellas*.

No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e mensalmente, a fim de minimizar o risco de *proliferação de legionellasa* uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.

Os kits de teste de proteção *contra Legionellas* Lovibond® "L8" incluem todos os testes recomendados para monitoramento semanal e mensal.

#### Kit para teste de Legionela, Campo, 10 testes

O *kit de teste de Legionellas* é o kit de teste de *legionellas* mais básico. O teste é simples e rápido - sem necessidade de reagentes ou interpretação de resultados!

Com resultados em 25 minutos, o teste fornece compreensão e resposta imediata às condições da água. O uso regular aumenta a confiança no seu processo de controlo de *legionellas* e reduz o risco de surtos e litígios!

Os utilizadores simplesmente recolhem uma amostra de água no saco colector fornecido e colocam 100 µl amostra nas tiras de teste com a pipeta descartável fornecida. Após o tempo de reação necessário, a linha de teste fica vermelha se os resultados forem positivos.

**Limite de detecção**

100,000 CFU/l

**No. de testes**

10

# Texto do Escopo de Entrega

- 10 tiras de teste com pipetas doseadoras
- 10 sacos de recolha
- Instruções de utilização
- Estojo de transporte

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha