

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit para teste de Legionella, Cotonete, 5 testes

O Teste de *legionellas* mais rápido do mundo



- Rápido, fácil e preciso
- Resultados em apenas 25 minutos!
- Confirma o desempenho dos protocolos de prevenção e tratamento da legionella
- Kits de teste para a detecção de *legionellas* disponíveis tanto com base em água como em biofilme

Artigo No: 56B006401

As *legionellas* são os gatilhos da doença do legionário, uma forma potencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a luta contra *legionellas*.

No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e mensalmente, a fim de minimizar o risco de proliferação de *legionellasa* uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.

Os kits de teste de proteção contra *Legionellas* Lovibond® "L8" incluem todos os testes recomendados para monitoramento semanal e mensal.

### Kit para teste de Legionella, Cotonete, 5 testes

Dentro de um sistema de água, *legionellas* cresce normalmente em biofilmes (lodo) localizados no interior de tubos, chuveiros, embalagens de torres de resfriamento ou tanques de água. As bactérias encontradas na fase de plâncton (ou seja, suspensas na própria água) são geralmente um indicador de colonização por biofilme.

Uma vez que uma amostra de água limpa não é equivalente a um sistema limpo (a propagação de *legionellas* em um biofilme é maior que em água), este kit pode ser usado para determinar a contaminação em um sistema ou a pureza de uma área após a limpeza direcionada.

Use este kit para encontrar *legionellas* em sua área de reprodução - este teste muito selectivo também pode detectar *legionellas* em amostras com flora de fundo muito alto. Com resultados em aproximadamente 25 minutos, o teste fornece compreensão e resposta imediata às condições do sistema de água. O uso regular aumenta a confiança no seu processo de controlo de *legionellase* reduz o risco de surtos e litígios!

**Limite de detecção**  
200 CFU/l / Swabbed area

**No. de testes**  
5

# Texto do Escopo de Entrega

- 5 tiras de teste com pipetas de distribuição
- 5 cotonetes
- Tampão de recuperação
- 5 vasos de reação
- Instruções de utilização
- Estojo de transporte

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha