

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Hardware de Titulador Digital

Measurement with concentration and precision



- Alta precisão
- x0007_Segurança e design compacto para testes no local
- x0007_Dosagem exata devido ao dispositivo de pulverização de dosagem
- < 1 ml de reagente por teste

Artigo No: 56A003901

Testes de titulação rápidos e precisos para químicos industriais e técnicos de tratamento de água industrial. O Titulador DIGI inclui um dispositivo de dosagem especial para a dosagem precisa da titulante. Isto permite a execução segura e compacta de testes de titulação altamente precisos fora do laboratório com menos de um mililitro de reagente por teste.

O Titulador DIGI compacto é o coração da gama profissional de laboratórios portáteis Lovibond®. Para máxima flexibilidade, podem ser utilizados vários injetores de dosagem num kit de teste. Um dispositivo de pulverização de dosagem por tipo de teste.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas |
Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química |
Óleo e Gás | Outras Indústrias

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração | Alimentos e Bebidas |
Controle de Desinfecção | Têxteis

Hardware de Titulador Digital

A titulação digital é um teste rápido e preciso para químicos industriais e engenheiros de tratamento de água industrial.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
DIGI Acidity	0.1 - 50
DIGI Alkalinity (P, M, OH)	10 - 2000 mg/l CaCO ₃
DIGI Chloride	50 - 2000 mg/l Cl ⁻
DIGI Chlorine Bleach	10 - 2000 mg/l Cl ₂
DIGI EDTA (Free)	75 - 3000 mg/l EDTA
DIGI Hardness (Calcium)	10 - 2000 mg/l CaCO ₃
DIGI Hardness (Total/Calcium)	10 - 2000 mg/l CaCO ₃
DIGI Hardness (Total)	10 - 2000 mg/l CaCO ₃
DIGI Nitrite	20 - 20000 mg/l NaNO ₂
DIGI Peracetic	20 - 800 mg/l PAA
DIGI Phosphonate	2 - 50 mg/l HEDP

Test Name	Faixa de Medição
DIGI Sulphite	10 - 100 mg/l Na ₂ SO ₃
DIGI Total Chelant	100 - 2800 mg/l EDTA
DIGI Zinc (Free Souble)	0.1 - 10 mg/l Zn
DIGI Zinc (Total Complexed)	0.1 - 10 mg/l Zn

Acessórios

Título	Artigo No
Seringa 20 ml de plástico	56A006501
Vareta de agitação e colher de pó	56A006601
Recipiente de titulação de 60 ml de plástico	56A006701
Digi Titulador Handystep	56A006801
Válvulas de 3 vias para Digi Titulador	56A006972
Tube Distribuidor Titulador 2 mm	56A007072
Ponta/Seringa para Titulador de Marca DIGI	56A007101

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@tintometer.de
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
water.sales@tintometer.com
www.lovibond.com
UK

Tintometer AG

Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch
Switzerland

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@tintometer.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain