

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MINIKIT AF 445

User-friendly in all fields



- 易于处理和精确剂量
- 在铝箔中，片剂保质期为 5 年
- 分析准确度高
- 交货方便

货号: 414450

### 各种测试程序

针对 MINIKIT 提供各种测试程序：  
在手动测试法、浊度或片剂计数法或所谓的速测 (Speedtest) 之间进行选择。

### 直观应用

无论是专业还是外行人士：使用 MINIKIT，每个人都可以获得无差错且可靠的结果。

### 保质期长

在 MINIKIT 中使用的试剂保质期为 5 年。最重要的是 - 它们不存在任何运输限制。

### 可直接使用

除了折叠盒中的测试套件之外，供货范围中还包括一个量杯、必要的配件，以及可进行大约 30 次测试的试剂片。

### 行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 泳池服务 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### MINIKIT AF 445

它们具备用户友好的特点，适用于水分析中的各种应用。  
依靠各种测试程序，MINIKIT 最重要的一个特点：可靠的良伴。

### 测量范围

Test Name	测量范围
硬度	20 - 800 mg/l CaCO <sub>3</sub>

## 标准配置文本

- 在折叠盒中存放的套件
- 试剂片平均可进行 30 次测试
- 量杯
- 必要的配件
- 操作说明

## 附件

标题	货号
刷子, 长 11 cm	380230
塑料容器, 100 ml 刻度, 带盖	385130
塑料容器, 30 ml 刻度, 带盖	385132

---

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@tintometer.de  
www.lovibond.com  
Germany

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@tintometer.us  
www.lovibond.com  
USA

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
water.sales@tintometer.com  
www.lovibond.com  
UK

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer AG

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain