


# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## 泳池氯气 LR/pH 测试仪，盒装

The fast assistants for Pool Testing



- 易于处理
- 未来主义的设计
- RAPID 片剂迅速溶解
- 最高精度

货号: 151600

### 高测量精度

测量结果显示精度高。  
它们可以迅速得出结果，必要时可以采取应对措施。

### 直观

该测试仪的操作简单易懂。如果您不是很确定：  
查看包装和直观易懂的说明书，就足以消除疑虑。

### 人体工学设计

根据人体工学进行优化的盖子确保安全接触。

### 行业

NGO | 家庭泳池 | 泳池服务 | 海洋工业

### 应用

泳池水质控制 | 自然灾害管理

### 泳池氯气 LR/pH 测试仪，盒装

Pooltester 水质测量仪允许同时测量水处理剂和 pH 值。

### 测量范围

Test Name	测量范围
pH	6.8 - 8.2 pH
氯	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>

## 标准配置文本

- Pooltester 水质测量仪在坚固的塑料盒中保存
- 试剂片分别用于 20 次分析
- 操作说明