

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 三室测试仪氯LR/溴/pH，在折叠塑料罩中保存

The focus on various parameters simultaneously



- 易于处理
- 未来主义的设计
- RAPID 片剂迅速溶解
- 最高精度

货号: 157520

### 价格低廉

三室测试仪是水分析领域成本优惠的入门级机型。

### 灵活可变

三室测试仪的不同版本实现了不同参数的检测。可选组合包括氯+ pH、溴+ pH、活性氧+ pH 或双胍 (PHMB) + pH 等。

### 立即使用就绪

三室测试仪包括分别用于 20 次分析的试剂片和使用说明书，所有这些都集中在一个轻便且透明的迷你便携箱中包装。如此您不仅始终掌控全局概况，还可以随时使用测试套件。

### 行业

家庭泳池 | 泳池服务 | 海洋工业

### 应用

泳池水质控制 | 自然灾害管理

### 三室测试仪氯LR/溴/pH，在折叠塑料罩中保存

非常适合在私人环境中进入水分析。  
同时测量多个参数。

### 测量范围

Test Name	测量范围
pH	6.8 - 8.2 pH
氯	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>

## 标准配置文本

- 三室测试仪在折叠塑料罩或迷你便携箱中保存
- 操作说明