


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



碳酸盐硬度试剂

锅炉，冷却和工业过程水的测定



- 快速定量测定
- 用于测试锅炉，冷却和工业过程水
- 适用于现场和实验室测试
- 由于价格敏感的补充包装，因此具有成本效益

货号: 418564

碳酸盐硬度试剂

循环冷却水需要精心挑选的化学处理。这有助于最大限度地减少微生物污染、监控热交换器等关键配件，并防止腐蚀。

为了取得最高效率，处理必须保持在特定的控制参数以内，因为过量抑制剂可能会导致与剂量过低一样的有害效果。

Technical Data

尺寸 55 x 27 x 96 mm