

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI 20 Incubator

符合WHO指南



我们的新型DI 20培养箱旨在让用户达到全球饮用水标准，即使在困难的环境中也能进行测试。

DI 20培养箱是一种高质量，便携，轻便的培养箱，用于使用平板进行水的微生物测试。它是同类产品中唯一一个标配加热和冷却的培养箱，确保样品在正确的温度下孵育，无论环境条件如何。

其创新设计还包括一个小型培养皿架，利用我们可重复使用的不锈钢微板，每个培养箱可以进行多达20次测试。

其时尚的设计和直观的象形按钮确保它可以在很少或没有训练的情况下使用，其LED灯使用户可以一目了然地看到孵化的周期有多远，以及温度是否稳定。

- 符合WHO指南“饮用水质量指南第4版”。
- 设计紧凑，重量轻
- 加热和冷却作为标准配置
- 直观，独特的象形按钮

货号: 56B000714

行业

NGO

Technical Data

数据接口	USB
电源	12 V
温度范围	20 °C - 47 °C
温度容限	± 0.5 °C
一致性	CE
尺寸	116 x 165 x 116 mm

标准配置文本

- DI 20
- 电源线
- 50培养皿
- 电源

辅料

标题	货号
电源线组	136300
其他	190630
陪替氏培养皿保持器	197139
电源, 12 V / 48 W	19803550
电池线	19803555
培养皿, 10个。	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙