

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Industriële EU-testkit

De snelste *legionellat*est ter wereld



Legionella zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 30 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006106

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Legionella Industriële EU-testkit

De *legionellat*estkit wordt gebruikt om *legionella* in een watermonster te detecteren - ideaal voor online en diverse industriële toepassingen.

Deze test maakt gebruik van holle vezelfiltratiemodules die rechtstreeks op de beoogde monsterpuntfittings worden bevestigd (zowel 1/2" als 3/4" binnendraadfittings zijn voorzien). Het gefilterde monster verhoogt de gevoeligheid van de test.

Voor deze filtratiestap is geen pomp nodig - sluit gewoon de monsternameaansluiting aan op het watersysteem (bijv. een douchekop of een online monsternemingspunt) en gebruik de systeemdruk om de filtratie te bedienen. De voorgevulde spuit bevat de nodige terugwinningsbuffer zodat er geen oplossingen moeten worden gemeten of verdund.

Met resultaten in 30-35 minuten (inclusief de voorbereidingstijd van het monster) geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op de omstandigheden van het watersysteem. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw *Legionella* controleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

Aantoonbaarheidsgrens

1.000 / 10.000 CFU/l

Aantal tests

5

Leveromvang

- 5 teststrips met doseerpipetten
- 5 spuitjes met herstelbuffer
- Glas voor het verzamelen van monsters
- 5 wegwerpfilters
- Monsterhouder met binnendraad
- Beoordelingsschaal
- Gebruiksaanwijzing
- Draagkoffer

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje