

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Veldtestkit

De snelste *legionellat*est ter wereld



Legionella zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 25 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006001

Legionella Veldtestkit

De *legionellat*estkit is de meest fundamentele legionellat_{est}kit. De test is eenvoudig en snel - geen reagentia of interpretatie van de resultaten nodig!

Met resultaten in 25 minuten geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op wateromstandigheden. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw legionellacontroleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

De gebruiker verzamelt eenvoudigweg een watermonster in het meegeleverde verzamelzakje en plaatst precies 100 µl monster met de bijgeleverde wegwerppipet op de teststrip. Na de vereiste reactietijd wordt de testlijn rood als de resultaten positief zijn.

Aantoonbaarheidsgrens

100,000 CFU/l

Aantal tests

10

Leveromvang

- 10 teststrips met doseerpipetten
- 10 verzamelzakjes
- Gebruiksaanwijzing
- Draagkoffer