

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionellatestkit met enkele spuit

De snelste legionellatest ter wereld



Legionella zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 30 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006601

Legionellatestkit met enkele spuit

De Single Test Kit is ontworpen om *legionella* in een watermonster te detecteren en is ideaal voor gebruikers die de verhoogde testnauwkeurigheid van een gefilterd monster nodig hebben.

Met resultaten in 30-35 minuten geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op wateromstandigheden. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw *Legionella* controleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

De kit biedt alles wat u voor een test nodig hebt.

Aantoonbaarheidsgrens

100 CFU/l

Aantal tests

1

Leveromvang

- 1 teststrip met doseerpipet
- Herstelbufferspuit
- Glas voor het verzamelen van monsters
- WegwerpfILTER
- 60 ml spuit
- Gebruiksaanwijzing